

E 337/1

Wkład

do optymalnego umieszczenia narzędzi na stojąco.



- Do umieszczenia sond, pęset lub lusterek stomatologicznych
- 4 uchwyty mocujące z tworzywa sztucznego
- 12 przegródek o szerokości ok. 22 x 28 mm
- 4 przegródki o szerokości ok. 25 x 28 mm
- 48 przegródek o szerokości ok. 13 x 14 mm

EAN: 4002514953397 / Numer materiału: 07984130 / Stary numer materiału: 69533702D

| Przynależność produktowa | |
|--|-----------------|
| Termodezynfekторы | • |
| Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne | • |
| Kompat. z innymi produktami | |
| G 7831 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| Kategoria urządzeń | |
| Wkład/moduł na narzędzia stomatologiczne | • |
| Cechy produktu | |
| Materiał | Stal szlachetna |
| Kolor | Stal szlachetna |
| Obszar zastosowania | |
| Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych | • |
| Standardowe przyłącze elektryczne | |
| Ilość faz | 0 |
| Napięcie w V | 0-0 |
| Częstotliwość w Hz | 0-0 |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 0,00-0,00 |
| Zabezpieczenie w A | 0-0 |
| Wymiary i waga | |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm | 148 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm | 173 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm | 445 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm | 205 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 240 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 490 |
| Ciężar netto w kg | 1,91 |
| Ciężar brutto w kg | 2,16 |