

E 802/1

Wkład

do optymalnego umieszczenia różnych stojących narzędzi.



- Nadaje się do umieszczania sond, pęset i lusterek dentystycznych
- 4 uchwyty mocujące z tworzywa sztucznego
- 8 przegródek o szerokości ok. 30 x 28 mm
- 8 przegródek o szerokości ok. 16 x 28 mm
- 15 przegródek o szerokości ok. 16 x 20 mm

EAN: 4002514953403 / Numer materiału: 07984170 / Stary numer materiału: 69580202D

Przynależność produktu	
Termodezynfekторы	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Kategoria produktowa	
Wkład na narzędzia	•
Wkład/moduł na narzędzia stomatologiczne	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych	•
Standardowe przyłącze elektr.	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	148
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	163
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	295
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	190
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	195
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	430
Ciężar netto w kg	0,65
Ciężar brutto w kg	1,15