

DGG 16

Pojemnik bez perforacji

Do wszystkich urządzeń do gotowania na parze DG oprócz DG 7000.

EAN: 4002513625653 / Numer materiału: 08109060 / Stary numer materiału: 22899623D



- Do przyrządzania potraw w sosie, bulionie i wodzie
- Np. makaron, ryż, zupy i zapiekanki
- Pojemność: 0,77 l
- Wymiary zewnętrzne szer. x głęb. x wys.: 325 x 176 x 20 mm
- Profesjonalne akcesoria z europejskiej produkcji