

DGG 20

Pojemnik bez perforacji

Do przyrządzania potraw w sosie, bulionie, wodzie (np. ryżu, makaronu).

EAN: 4002515060650 / Numer materiału: 08246340 / Stary numer materiału: 23996112D



- Pojemność: 2,4 l, pojemność użytkowa: 1,8 l
- Wymiary zewnętrzne szer. x głęb. x wys.: 450 x 190 x 40 mm
- Wykonany ze stali szlachetnej, grubość 0,6 mm
- Profesjonalne akcesoria z europejskiej produkcji
- Dopasowane do urządzenia do gotowania na parze Miele typu kombi