

DGGL 12

Pojemnik perforowany

Do blanszowania lub gotowania warzyw, ryb, mięsa i ziemniaków itd.

EAN: 4002514849904 / Numer materiału: 08249430 / Stary numer materiału: 23996108D



- Pojemność: 5,4 l, pojemność użytkowa: 3,3 l
- Wymiary zewnętrzne szer. x głęb. x wys.: 448 x 386 x 40 mm
- Wykonany ze stali szlachetnej, grubość 0,6 mm
- Profesjonalne akcesoria z europejskiej produkcji
- Dopasowane do urządzenia do gotowania na parze Miele typu kombi