

DGGL 20

Pojemnik perforowany

Do blanszowania lub gotowania warzyw, ryb, mięsa i ziemniaków itd.

EAN: 4002515014509 / Numer materiału: 08285410 / Stary numer materiału: 23996111D



- Pojemność: 2,4 l, pojemność użytkowa: 1,8 l
- Wymiary zewnętrzne szer. x głęb. x wys.: 450 x 190 x 40 mm
- Wykonany ze stali szlachetnej, grubość 0,6 mm
- Profesjonalne akcesoria z europejskiej produkcji
- Dopasowane do urządzenia do gotowania na parze Miele typu kombi