

E 806/1

Wkład

do optymalnego umieszczenia do 8 półtac.



- 9 podpórek (8 przegródek), szer. 295, odstęp 37 mm
- Maks. wielkość tacy 290 x 30 mm

EAN: 4002514969718 / Numer materiału: 09013220 / Stary numer materiału: 69580603D

Przynależność produktu	
Termodezynfektory	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Kategoria produktowa	
Wkład na tacki/tace	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Ilość przegródek	8
Rozstaw prętów w mm	37
Standardowe przyłącze elektr.	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	114
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	305
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	348
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	125
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	330
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	480
Ciężar netto w kg	0,71
Ciężar brutto w kg	0,84