

E 417/1

Wkład

do optymalnego umieszczenia do 30 rozwieraków do uszu i nosa.



- Do umieszczenia ok. 30 rozwieraków do uszu i nosa
- 280 przegródek po ok. ?? x ??
- Wielkość oczek na dnie wynosi 4 mm
- Do stosowania w koszu górnym i dolnym

EAN: 4002514984605 / Numer materiału: 09033260 / Stary numer materiału: 69541702D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategoria urządzeń	
Wkład na narzędzia laryngologiczne	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Ilość przegródek	280
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi laryngologicznych	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	220
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	435
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	85
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	225
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	465
Ciężar netto w kg	1,30
Ciężar brutto w kg	1,72