


DAR 3000  
Ramka obniżająca  
do pełnej integracji DA 34xx w szafce.


EAN: 4002515069370 / Numer materiału: 09188880 / Stary numer materiału: 28996318D



- Możliwość pełnej integracji DA 34xx
- Wyciąg kuchenny jest niewidoczny w szafce wiszącej
- Montaż DA 3496 w szafce (szer: 60 cm) z DAR 3000 nie jest możliwy

DAR 3000

Ramka obniżająca  
do pełnej integracji DA 34xx w szafce.



DAR 3000 (Installation drawing)