

ProCare Universal 61 - 6 kg
Sól regeneracyjna, 3 x 2 kg
do optymalnej regeneracji wewnętrznego odwapniacza.



- Pozwala na uniknięcie osadów kamienia i chroni ładuńek

EAN: 4002515075319 / Numer materiału: 09195780 /
Stary numer materiału: 66916102EU1

Przynależność produktowa

Zmywarki z systemem świeżej wody	•
Zmywarki ProfiLine	•
Zmywarki z systemem zbiornikowym	•
Zmywarki przelotowe z systemem zbiornikowym	•
Myjnie laboratoryjne	•
Termodezynfektory	•
Wielkokomorowe termodezynfektory	•
Myjnie-dezynfektory, stomatologiczne	•
Urządzenia myjące i dezynfekujące, medycyna	•

Zastosowania

Regeneracja odwapniaczy	•
-------------------------	---

Dozowanie

Automatyczne dozowanie	•
------------------------	---

Cechy produktu

Rodzaj mediów	Sól reaktywacyjna
Składniki	Specjalna sól gruboziarnista
Wartość pH przy 20 °C	10,9
Pozwala na uniknięcie osadów kamienia i chroni ładuńek	•
Nie zawiera substancji zapachowych	•
Nie zawiera mikroplastiku	•
Pozwala na uniknięcie osadów kamienia i chroni ładuńek	•

Wymiary i waga

Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	320
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	104
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	226
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	320
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	100
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	225
Wielkość napełnienia w g	6000
Ciężar brutto w kg	6,26

Deklaracje zgodności, znaki certyfikacyjne

Zgodność GHS/CLP	•
------------------	---