

E 339/1

Wkład

Do optymalnego umieszczenia do 12 podstawek i tacek.



- Na 12 podstawek lub tacek
- Wyposażona w 13 uchwytów (12 kieszeni).
- Maksymalna wielkość szalki wynosi 290 x 20 mm

EAN: 4002515094860 / Numer materiału: 09233840 /

Stary numer materiału: 69533902D

Przynależność produktowa	
Termodezynfektory	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Kategoria urządzeń	
Wkład na tacki/tace	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Ilość przegródek	12
Ładowość	
Tace/zasobniki [liczba]	12
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	115
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	305
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	498
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	480
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	320
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	130
Ciężar netto w kg	0,80
Ciężar brutto w kg	1,22