


KFR 30060

Półka na butelki

dla bezpiecznego, oszczędzającego miejsce przechowywania butelek.

EAN: 4002515357538 / Numer materiału: 09552690 / Stary numer materiału: 36996046D



- Możliwość zastosowania na różnych poziomach wsuwania
- Dla poziomego i spokojnego przechowywania np. wina
- Z chromowanego metalu
- Przeznaczone dla chłodziarek K 30.000 bez PerfectFresh
- Nawet do 9 butelek, w zależności od wielkości i kształtu