


KFR 30060 PF

Półka na butelki

dla bezpiecznego, oszczędzającego miejsce przechowywania butelek.

EAN: 4002515357545 / Numer materiału: 09552700 / Stary numer materiału: 36996047D



- Możliwość zastosowania na różnych poziomach wsuwania
- Dla poziomego i spokojnego przechowywania np. wina
- Z chromowanego metalu
- Przeznaczone dla chłodziarek K 30.000 z PerfectFresh
- Nawet do 9 butelek, w zależności od wielkości i kształtu