

MB-CVA 6000

Pojemnik na mleko ze szkła

Do Latte Macchiato i Cappuccino, kiedy tylko chcesz!

EAN: 4002515357552 / Numer materiału: 09552740 / Stary numer materiału: 29992614D



- Ten pojemnik jest dostarczany razem z ekspresem CVA 6000
- Jako dodatkowy pojemnik przy intensywnym korzystaniu z urządzenia
- Pojemność 0,7 l
- Zawartość: 1 zamontowany szklany pojemnik z pokrywką wraz z lancą