


A 100

Kosz górny

do optymalnego umieszczenia modułów iniekcyjnych lub wkładów.



- Kosz górny z dwoma przyłączami modułowymi
- Do optymalnego umieszczenia do 2 modułów iniekcyjnych lub wkładów
- Automatyczne zamykanie nieużywanego przyłącza
- Wysokość załadunku z modułem z króćcami z tworzywa wynosi 190 mm
- Wymiary załadunku: szer. 489, dł. 440 mm

EAN: 4002515460610 / Numer materiału: 09862320 / Stary numer materiału: 69610000D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Kategoria urządzeń	
Kosz z podłączeniem modułu	•
Kosz górny	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie pipet/fiolek	•
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	141
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	525
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	528
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	170
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	555
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	565
Ciężar netto w kg	2,80
Ciężar brutto w kg	3,49