


A 101

Kosz górny

z regulacją wysokości, do optymalnego umieszczenia wkładów.



- Wys. załadunku 160 +/- 30 mm, szerokość 475 mm, głębokość 443 mm
- Z wbudowanym ramieniem spryskującym

EAN: 4002515460627 / Numer materiału: 09862340 / Stary numer materiału: 69610100D

Przynależność produktowa	
Zmywarki z systemem świeżej wody	•
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8063	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategoria urządzeń	
Kosz górny	•
Laweta/nośnik kosza	•
Kosz górny	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Przygotowywanie narzędzi ginekologicznych	•
Przygotowywanie narzędzi laryngologicznych	•
Przygotowywanie misek	•
Przygotowywanie tacek nerkowych	•
Przygotowywanie narzędzi operacyjnych	•
Przygotowywanie różnych utensyliów	•
Przygotowywanie automatów oddechowych	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	206
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	528
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	527
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	230
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	555
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	580
Ciężar netto w kg	3,00
Ciężar brutto w kg	3,79