


A 103

Kosz górny

do optymalnego umieszczenia wkładów.



- Wysokość załadunku: 95 mm, szerokość 505 mm, głębokość 472 mm
- Szczególnie odpowiednie do przygotowywania szalek siatkowych DIN
- Odpowiednie również dla innych zastosowań z ładunkiem o małej wysokości
- Nadaje się do użycia w połączenia z wózkiem ładunkowym A 202
- Z wbudowanym ramieniem spryskującym

EAN: 4002515460641 / Numer materiału: 09862370 / Stary numer materiału: 69610300D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategoria urządzeń	
Laweta/nośnik kosza	•
Kosz górny	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Maksymalna wysokość załadunku w mm	95
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Przygotowywanie obuwia operacyjnego	•
Przygotowywanie narzędzi operacyjnych	•
Przygotowywanie tac siatkowych	•
Przygotowywanie różnych utensyliów	•
Ładowność	
Tace siatkowe DIN [ilość]	2
Tace siatkowe SPRI [ilość]	1
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	133
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	528
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	528
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	170
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	545
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	560
Ciężar netto w kg	3,50
Ciężar brutto w kg	4,57