


A 104

Kosz górny

do optymalnego umieszczenia narzędzi z MIC, artroskopii i urologii.



- Prawa strona do umieszczenia 11 narzędzi z pustką
- Dodatkowe przyłącza luer-lock dla narzędzi z pustką
- Z ramieniem spryskującym: Szalki siatkowe do ustawienia na dole

EAN: 4002515460658 / Numer materiału: 09862380 /

Stary numer materiału: 69610400D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Kosz na narzędzia minimalnie inwazyjne	•
Kosz iniekcyjny	•
Kosz górny	•
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
<b>Ładowność</b>	
Tace siatkowe DIN [ilość]	1
Narzędzia z pustką [ilość]	11
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	332
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	528
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	526
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	270
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	525
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	540
Ciężar netto w kg	4,00
Ciężar brutto w kg	6,50