

A 150

Kosz dolny

do optymalnego umieszczenia modułów iniekcyjnych lub wkładów.



- Kosz dolny z dwoma przyłączami dla modułów
- Do optymalnego umieszczenia do 2 modułów iniekcyjnych lub wkładów
- Automatyczne zamykanie nieużywanego przyłącza
- Wymiary załadunku: szer. 494, dł. 440 mm

EAN: 4002515460672 / Numer materiału: 09862400 / Stary numer materiału: 69615000D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Kosz z podłączeniem modułu	•
Kosz dolny	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie pipet/fiolek	•
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Przygotowywanie butyrometrów	•
Przygotowywanie cylindrów miarowych	•
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	154
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	529
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	546
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	175
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	545
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	565
Ciężar netto w kg	2,61
Ciężar brutto w kg	3,29