


A 200
Wózek
do optymalnego umieszczenia 38 pipet.



- Do umieszczenia 10 pipet 100 ml w rzędzie 1, odstęp 20 mm
- Do umieszczenia 14 pipet 25 ml w 2. rzędzie, odstęp 26 mm
- Do umieszczenia 14 pipet 10 ml w 3. rzędzie, odstęp 26 mm

EAN: 4002515460696 / Numer materiału: 09862420 / Stary numer materiału: 69620000D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Kategoria urządzeń	
Wózek do pipet	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie pipet/fiolek	•
Ładowność	
Pipety [ilość]	38
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	397
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	529
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	546
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	270
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	525
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	540
Ciężar netto w kg	4,40
Ciężar brutto w kg	6,40