


A 201

Wózek

do optymalnego umieszczenia zestawów anestetycznych.



- 8 dysz z nakładkami spręż., dla węży oddechowych do 1,5 m dług.
- Spiralne ułożenie
- 15 dysz iniekcyjnych dla materiałów intubacyjnych

EAN: 4002515460702 / Numer materiału: 09862430 / Stary numer materiału: 69620100D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Wózek do narzędzi anestetycznych	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
<b>Ładowność</b>	
Zestawy anestetyczne [ilość]	3
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	434
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	531
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	546
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	270
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	525
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	540
Ciężar netto w kg	9,00
Ciężar brutto w kg	10,50
<b>Dołączone opakowanie</b>	
E 430/1 taca siatkowa 1/3 [ilość]	1
E 431 dysza iniekcyjna dla mieszków, Ø 8 x 193 mm [ilość]	1
E 432 uchwyt dla karbowanych węży oddechowych [ilość]	1
E 433 uchwyt dla silikonowych węży oddechowych [ilość]	2
E 434 uchwyt dla dziecięcych węży oddechowych [ilość]	1
E 466 dysza iniekcyjna 8 x 333 mm, dla worków oddechowych [ilość]	6
E 496 dysza iniekcyjna 4 x 120 mm [ilość]	15