

A 202

Wózek

do optymalnego umieszczenia 4 pojemników siatkowych DIN.



- Dla 4 szalek siatkowych DIN na 2 poziomach
- Rama: wyjmowana do przygotowywania wysokiego ładunku
- 6 dodatkowych możliwości przyłączenia za pomocą złączy leur-lock
- Z wbudowanym ramieniem spryskującym
- Wymiary ładunkowe poszczególnych poziomów są różnicowane

EAN: 4002515460719 / Numer materiału: 09862440 /

Stary numer materiału: 69620200D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Urządzenia czyszczące do przemysłowego czyszczenia części	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategoria urządzeń	
Wózek do wkładów	•
Wózek na tace siatkowe	•
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Przygotowywanie narzędzi operacyjnych	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Ładowność	
Tace siatkowe DIN [ilość]	4
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	223
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	529
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	542
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	235
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	550
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	560
Ciężar netto w kg	5,50
Ciężar brutto w kg	6,74