

A 204  
Wózek  
do optymalnego umieszczenia narzędzi mikro.



- Poziom 1: odpowiedni do umieszczenia wkładów
- Poziom 2 po prawej: 22 przyłącza dla narzędzi z pustką
- Poziom 2 po lewej: 11 adapterów luer-lock, męskich, poziomo. Wąż
- Z wbudowanym ramieniem spryskującym
- Rurka filtracyjna A 800 do stosowania w obu listwach iniekcyjnych

EAN: 4002515460733 / Numer materiału: 09862460 / Stary numer materiału: 69620400D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Wózek do narzędzi okulistycznych	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Możliwość założenia filtra centralnego	•
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie narzędzi okulistycznych	•
<b>Ładowność</b>	
Zestawy operacyjne dla narzędzi minimalnie inwazyjnych [ilość]	2-4
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	365
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	529
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	530
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	560
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	540
Ciężar netto w kg	11,50
Ciężar brutto w kg	12,50
<b>Dołączone opakowanie</b>	
E 476 gniazdo [ilość]	1
E 477 odbojnik [ilość]	1