


A 303
Moduł
do optymalnego umieszczenia do 98 pipet.



- Dla np. 98 pipet miarowych i pełnych
- Wysokość ramy mocującej: 150 mm
- W koszach A 150 i APLW 106 można używać po 1 szt.
- Wysokość załadunku bez kosza górnego: 450 mm (z koszem dolnym A 150)

EAN: 4002515460825 / Numer materiału: 09862560 / Stary numer materiału: 69630300D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Kategoria urządzeń	
Wkład/moduł na pipety	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie pipet/fiolek	•
Ładowość	
Pipety [ilość]	98
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	185
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	222
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	471
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	270
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	525
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	540
Ciężar netto w kg	2,50
Ciężar brutto w kg	3,50