

A 307

Wkład

do optymalnego umieszczenia 20 par butów operacyjnych do rozmiaru 48.



- Dla 20 butów operacyjnych
- Z uchwytami o długości 265 mm
- Do zastosowania w lawecie kosza dolnego A 151
- Możliwość przygotowania butów operacyjnych do rozmiaru 48

EAN: 4002515460856 / Numer materiału: 09862590 / Stary numer materiału: 69630700D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategoria urządzeń	
Wkład na obuwie operacyjne	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie obuwia operacyjnego	•
Ładowność	
Obuwie operacyjne [ilość]	20
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	279
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	390
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	360
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	300
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	395
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	480
Ciężar netto w kg	1,46
Ciężar brutto w kg	1,99