


A 308

Wkład

do optymalnego umieszczenia 34 wkładek do butów operacyjnych.



- Nadaje się nawet dla 34 wkładek
- Do zastosowania w lawecie kosza dolnego lub górnego

EAN: 4002515460863 / Numer materiału: 09862600 / Stary numer materiału: 69630800D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategoria urządzeń	
Wkład na obuwie operacyjne	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie obuwia operacyjnego	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	71
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	475
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	445
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	270
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	525
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	540
Ciężar netto w kg	1,17
Ciężar brutto w kg	2,00