

A 801

Zasilacz

do zastosowania AUF 1 i AUF 2 w połączeniu z A 105/1.



EAN: 4002515460931 / Numer materiału: 09862940 /

Stary numer materiału: 69680100D

Przynależność produktowa	
Termodezynfektory	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Kategoria urządzeń	
Gniazdo ew. adapter dla narzędzi transmisyjnych	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	50
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	50
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	50
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	12
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	120
Ciężar netto w kg	0,01
Ciężar brutto w kg	0,01