

A 801  
Zasilacz  
do zastosowania AUF 1 i AUF 2 w połączeniu z A 105/1.



EAN: 4002515460931 / Numer materiału: 09862940 / Stary numer materiału: 69680100D

<b>Przynależność produktu</b>	
Termodezynfektory	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Kategoria produktowa</b>	
Gniazdo ew. adapter dla narzędzi transmisyjnych	•
<b>Właściwości produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych	•
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	50
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	50
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	50
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	12
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	120
Ciężar netto w kg	0,01
Ciężar brutto w kg	0,01