

A 802

Dysze spryskujące  
do optymalnego wyczyszczenia zasobnika dozującego.



- Przy stosowaniu myjni dez. lab. z dozowaniem proszku
- Do wykorzystania z modułami iniekcyjnymi
- Nadaje się do wypłukania resztek proszku z zasobnika dozującego

EAN: 4002515460979 / Numer materiału: 09863070 / Stary numer materiału: 69680200D

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Przynależność produktu</b>                  |                 |
| Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne | •               |
| Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne      | •               |
| <b>Kompat. z innymi produktami</b>             |                 |
| PG 8581                                        | •               |
| PG 8562                                        | •               |
| PG 8582                                        | •               |
| PG 8504                                        | •               |
| PG 8583                                        | •               |
| <b>Kategoria produktowa</b>                    |                 |
| Pozostałe akcesoria                            | •               |
| <b>Właściwości produktu</b>                    |                 |
| Materiał                                       | Stal szlachetna |
| Kolor                                          | Stal szlachetna |
| <b>Wymiary i waga</b>                          |                 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm         | 30              |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm        | 187             |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm        | 15              |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm        | 12              |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm       | 80              |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm       | 120             |
| Ciężar netto w kg                              | 0,02            |
| Ciężar brutto w kg                             | 0,02            |