

A 802

Dysze spryskujące
do optymalnego wyczyszczenia zasobnika dozującego.



- Przy stosowaniu myjni dez. lab. z dozowaniem proszku
- Do wykorzystania z modułami iniekcyjnymi
- Nadaje się do wypłukania resztek proszku z zasobnika dozującego

EAN: 4002515460979 / Numer materiału: 09863070 / Stary numer materiału: 69680200D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
Kategoria urządzeń	
Pozostałe akcesoria	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	30
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	187
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	15
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	12
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	120
Ciężar netto w kg	0,02
Ciężar brutto w kg	0,02