

A 803
Gniazdo
do optymalnego umieszczenia narzędzi napędowych.



- Do użycia w koszu górnym A 105/1 i module A 315/1 z rurką filtracyjną A 800
- Nadaje się dla różnorodnych prostnic & kątnic oraz turbin

EAN: 4002515460993 / Numer materiału: 09863100 /
Stary numer materiału: 69680300D

Przynależność produktowa	
Termodezynfektory	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Kategoria urządzeń	
Gniazdo	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	32
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	32
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	40
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	95
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	110
Ciężar netto w kg	0,05
Ciężar brutto w kg	0,09