

A 800

Rurka filtracyjna

do bezpiecznego i ekonomicznego przygotowywania narzędzi z pustką.



- Filtr dla wózka z plecionki stalowej Plymesh
- Wielkość oczek 63 µm
- Do uzdatnienia szczoteczką do czyszczenia A 804

EAN: 4002515538081 / Numer materiału: 09960680 / Stary numer materiału: 68680000D

| | |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Przynależność produktowa | |
| Termodezynfektory | • |
| Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne | • |
| Kompat. z innymi produktami | |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| Kategoria urządzeń | |
| Filtr | • |
| Cechy produktu | |
| Materiał | Stal szlachetna |
| Wymiary i waga | |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm | 23 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm | 23 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm | 405 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm | 45 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 220 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 445 |
| Średnica w mm | 23 |
| Ciężar netto w kg | 0,36 |
| Ciężar brutto w kg | 0,88 |