

A 804

Szczoteczka do czyszczenia
do optymalnego czyszczenia rurek filtracyjnych A 800.



- Do czyszczenia rurki filtracyjnej A 800
- Skręcona szczoteczka ze spiralnym włosiem
- Koniec trzonka z uchem
- Długość 500 mm, długość szczoteczki 100 mm

EAN: 4002515527238 / Numer materiału: 09960720 / Stary numer materiału: 68680400D

Przynależność produktu	
Termodezynfektory	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Kategoria produktowa	
Filtr	•
Pozostałe akcesoria	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	500
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	45
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	70
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	610
Średnica w mm	20
Ciężar netto w kg	0,07
Ciężar brutto w kg	0,16