

A 804

Szczoteczka do czyszczenia
do optymalnego czyszczenia rurek filtracyjnych A 800.



- Do czyszczenia rurki filtracyjnej A 800
- Skręcona szczoteczka ze spiralnym włosiem
- Koniec trzonka z uchem
- Długość 500 mm, długość szczoteczki 100 mm

EAN: 4002515527238 / Numer materiału: 09960720 /
Stary numer materiału: 68680400D

Przynależność produktowa	
Termodezynfektory	•
Urządzenie czyszczące, małe, dentystyczne	•
Termodezynfektory stomatologiczne SlimLine	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
Kategoria urządzeń	
Filtr	•
Pozostałe akcesoria	•
Cechy produktu	
Kolor	Biały, Srebrny
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	500
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	45
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	70
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	610
Średnica w mm	20
Ciężar netto w kg	0,07
Ciężar brutto w kg	0,16