

APS 101 Sego
Segosoft Miele Edition (dodatkowa licencja)
do podłączenia drugiego lub kolejnego urządzenia.

Miele

Segosoft®
Miele Edition

Process documentation

Lizenz/License card

Software download: https://www.segosoft.info/get_miele_edition

- Powiązana z użytkownikiem akceptacja protokołów wszystkich urządzeń
- Ochrona przed manipulacją przez zaawansowany podpis cyfrowy
- Produkt przygotowany pod kątem przyszłych regulacji prawnych
- Jedyne oprogramowanie dokumentacyjne z pieczęcią jakości
- Karta serwisowa gwarantuje użytkowanie zgodne z produktami medycznymi
- Aktualna wersja oprogramowania Segosoft: <http://www.miele.de/pro/sego>

EAN: 4002515570708 / Numer materiału: 10019160 / Stary numer materiału: 68813002D

Przynależność produktu	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Termodezynfektory	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Małe sterylizatory	•
Duże sterylizatory	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
IR 6002	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
PS 5662 V	•
PS 5666 V	•
PS 5669 V	•
PS 5962 H	•
PS 5966 H	•
PS 5968 H	•
PS 5969 H	•
Kategoria produktowa	
Dokumentacja procesowa/robocza/komunikacja	•
Właściwości produktu	
Kompatybilne systemy robocze	Windows
Minimalna wymagana przekątna ekranu urządzenia końcowego w calach	17,00
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie pipet/fiolek	•
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Przygotowywanie szkiełek podstawowych	•
Przygotowywanie butylometrów	•

APS 101 Sego
Segosoft Miele Edition (dodatkowa licencja)
do podłączenia drugiego lub kolejnego urządzenia.

Miele

Segosoft®
Miele Edition

Process documentation

Lizenz/License card

Software download: https://www.segosoft.info/get_miele_edition



EAN: 4002515570708 / Numer materiału: 10019160 / Stary numer materiału: 68813002D

Przygotowywanie butelek aptecznych/infuzyjnych	•
Przygotowywanie narzędzi anestetycznych	•
Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych	•
Przygotowywanie narzędzi okulistycznych	•
Przygotowywanie narzędzi robotycznych	•
Przygotowywanie narzędzi ginekologicznych	•
Przygotowywanie narzędzi laryngologicznych	•
Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych	•
Przygotowywanie obuwia operacyjnego	•
Przygotowywanie misek	•
Przygotowywanie tacek nerkowych	•
Przygotowywanie butelek dla niemowląt	•
Przygotowywanie narzędzi operacyjnych	•
Przygotowywanie kontenerów	•
Dezynfekcja materaców	•
Przygotowywanie narzędzi z pustką	•
Przygotowywanie ortopedycznych narzędzi operacyjnych	•
Przygotowywanie igieł/wiertel do szpiku	•
Przygotowywanie tacek/tac	•
Przygotowywanie tac siatkowych	•
Przygotowywanie cylindrów miarowych	•
Przygotowywanie pojemników, np. pojemników na wapno sodowane	•
Przygotowywanie różnych utensyliów	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	86
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	55
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	60
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	95
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	110
Ciężar netto w kg	0,00
Ciężar brutto w kg	0,00
Normy, znaki certyfikacyjne	
CE	•