

TE
Żywice jednorazowe
do regeneracji nabojów do częściowego odsalania

EAN: 4002515551530 / Numer materiału: 10020250 / Stary numer materiału: 67809510D



- 1 woreczek o zawartości 25 litrów
- Dla naboji pustych LP 2800 & do pełnego odsalania TE 2000/2800

Przynależność produktu	
Zmywarki z systemem świeżej wody	•
Zmywarki z systemem zbiornikowym	•
Zmywarki przelotowe z systemem zbiornikowym	•
Kompat. z innymi produktami	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•

TE

Żywice jednorazowe

do regeneracji naboju do częściowego odsalania

EAN: 4002515551530 / Numer materiału: 10020250 / Stary numer materiału: 67809510D



PTD 703	•
PTD 704	•
Kategoria produktowa	
Uzdatnianie wody	•
Właściwości produktu	
Objętość w l	25
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	140
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	530
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	580
Ciężar netto w kg	18,20
Ciężar brutto w kg	19,29