

PG 8596

Szafka dozownicza

Do umieszczenia chemikaliów procesowych i modułów dozujących



- 2 wyciągane szuflady do umieszczenia 3 kanistrów 5 l
- Wymiary wewnętrzne: wys. 285-690, szer. 250, głęb. 425-555 mm
- Na każdym poziomie 2 możliwości umieszczenia modułów dozujących
- Taca ociekowa umożliwia lepsze opróżnienie kanistra

EAN: 4002515558324 / Numer materiału: 10087340 /

Stary numer materiału: 69859602D

Przynależność produktowa	
Myjnie laboratoryjne	•
Termodezynfektory	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Kategoria urządzeń	
System dozujący	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	835
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	300
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	600
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	900
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	400
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	740
Ciężar netto w kg	26,50
Ciężar brutto w kg	30,00