

UG 30-60/60-85

Cokół, zamknięty

do podwyższenia maszyny, 60 cm głębokości, 60 cm szerokości.



- Dla wszystkich urządzeń o szerokości i głębokości 60 cm

EAN: 4002515558331 / Numer materiału: 10087350 / Stary numer materiału: 69306001D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Termodezynfektory	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategoria urządzeń	
Podbudowa/cokół	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	317
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	600
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	600
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	310
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	610
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	610
Ciężar netto w kg	9,70
Ciężar brutto w kg	11,10