


UG 30-90/60-85

Cokół, zamknięty

do podwyższenia maszyny wraz z szafką boczną, 60 cm głębokości, 90 cm szer.



- Dla Aqua Purificator PG 8595 i szafki DOS PG 8596

EAN: 4002515558348 / Numer materiału: 10087360 / Stary numer materiału: 69309001D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Termodezynfektory	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategoria urządzeń	
Podbudowa/cokół	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	300
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	897
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	542
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	330
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	915
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	563
Ciężar netto w kg	13,40
Ciężar brutto w kg	15,00