

DE-CS6-85

Pokrywa urządzenia

do przykrycia urządzenia od góry, z szafką boczną, 60 cm głębokości, 90 cm szer.

EAN: 4002515604380 / Numer materiału: 10101450 / Stary numer materiału: 69216010D



- Dla Aqua Purificator PG 8595 i szafki DOS PG 8596
- w połączeniu z RDG 60 cm (np. PG 8581 lub PG 8591)

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Termodezynfektory	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategoria urządzeń	
Pokrywka	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	15
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	900
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	600
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	990
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	790
Ciężar netto w kg	6,70
Ciężar brutto w kg	9,00