


GP DC WG 0252 P

Odkamieniacz 250 g

uwalnia zmywarki i pralki od niebezpiecznych osadów wapnia.

EAN: 4002515584538 / Numer materiału: 10130980 /  
Stary numer materiału: 11997080EU1



- Delikatnie i łagodnie dzięki naturalnemu kwasowi cytrynowemu
- Chroni grzałkę, bęben i inne podzespoły
- Zapewnia optymalną wydajność urządzenia — specjalna formuła Miele
- W zależności od potrzeb stosować 1-3 razy w roku
- Najlepsza pielęgnacja na wiele lat niezawodności