

## UBS 1

Zestaw do przebudowy  
do zastosowania wybranych nośników ładunku serii G 78 w serii PG 85.



- Dla starszych wózków załadunkowych z przyłączem suszącym

EAN: 4002515588970 / Numer materiału: 10131090 / Stary numer materiału: 69215014D

Przynależność produktu	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategoria produktowa	
Zestaw do przebudowy	•
Właściwości produktu	
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Czarny
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	75
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	235
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	165
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	240
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	170
Ciężar netto w kg	0,10
Ciężar brutto w kg	0,17