

UBS 2

Zestaw do przebudowy

Do stosowania z wybranymi wózkami serii G 78 w urządzeniach serii PG 85.



- Do starszych wózków iniekcyjnych bez przyłącza suszenia

EAN: 4002515588987 / Numer materiału: 10131100 / Stary numer materiału: 69215015D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8583	•
PG 8593	•
Kategoria urządzeń	
Zestaw do przebudowy	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	90
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	129
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	295
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	125
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	165
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	350
Ciężar netto w kg	0,51
Ciężar brutto w kg	0,71