

UBS 3

Zestaw do przebudowy

do zastosowania wybranych koszy górnych serii G 78 w serii PG 85.



- Dla starszych nośników ładunku bez przyłącza suszącego
- Dla starszych nośników ładunku z wspanym doprowadzeniem wody

EAN: 4002515588994 / Numer materiału: 10131110 / Stary numer materiału: 69215016D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Termodezynfektory	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategoria urządzeń	
Zestaw do przebudowy	•
Cechy produktu	
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	90
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	305
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	176
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	100
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	310
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	210
Ciężar netto w kg	0,59
Ciężar brutto w kg	0,69