

A 602

Moduł

do optymalnego przygotowywania narzędzi chirurgii robotycznej.



- Dla 8 narzędzi, najnowsza generacja (XI)

EAN: 4002515585030 / Numer materiału: 10131930 / Stary numer materiału: 69660201D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Moduł/gniazdo na narzędzia robotyczne	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie narzędzi robotycznych	•
<b>Ładowność</b>	
Narzędzia robotyczne [ilość]	8
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	303
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	555
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	318
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	540
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	530
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	500
Ciężar netto w kg	6,30
Ciężar brutto w kg	7,80