

A 808

Gniazdo

do optymalnego przygotowywania narzędzi chirurgii robotycznej.



- Dla narzędzi specjalnych, zacisków chirurgicznych (Xi)

EAN: 4002515585085 / Numer materiału: 10131990 / Stary numer materiału: 69680801D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8527	•
PG 8528	•
Kategoria urządzeń	
Moduł/gniazdo na narzędzia robotyczne	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi robotycznych	•
Ładowność	
Narzędzia robotyczne [ilość]	1
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	50
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	145
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	159
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	25
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	245
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	485
Ciężar netto w kg	0,37
Ciężar brutto w kg	0,49