

GP CL H 0502 L

Środek do czyszczenia piekarników, „OvenClean”, 500 ml

Dla najlepszych efektów czyszczenia i bezpiecznego stosowania.

EAN: 4002515602539 / Numer materiału: 10162540 /
Stary numer materiału: 22996290EU2



- Skuteczne usuwanie tłuszczu bez intensywnych zapachów
- Łatwe czyszczenie dzięki żelowej konsystencji
- Nadaje się również do PerfectClean
- Krótki czas działania od 10 minut do maks. 1 godziny bez nagrzewania
- Najlepsza pielęgnacja na wiele lat niezawodności