

DGG 50-40

Pojemnik bez perforacji

Do urz. do got. na parze DG 7000 i urz. do got. na parze z mikr. DGM 6000/7000.

EAN: 4002515603987 / Numer materiału: 10168200 /
Stary numer materiału: 23996120EU1



- Do przyrządzania potraw w sosie, bulionie i wodzie
- Np. makaron, ryż, zupy i zapiekanki
- Pojemność: 2,2 l, pojemność użytkowa: 1,6 l
- Wymiary zewnętrzne szer. x głęb. x wys.: 375 x 197 x 40 mm
- Nie nadaje się do pracy w trybie mikrofalówki!