

DGG 100-40

Pojemnik bez perforacji

Do urz. do got. na parze DG 7000 i urz. do got. na parze z mikr. DGM 6000/7000.



EAN: 4002515604007 / Numer materiału: 10170290 /  
Stary numer materiału: 23996123EU1

- Do przyrządzania potraw w sosie, bulionie i wodzie
- Np. makaron, ryż, zupy i zapiekanki
- Pojemność: 4,0 l, pojemność użytkowa: 3,4 l
- Wymiary zewnętrzne szer. x głęb. x wys.: 375 x 394 x 40 mm
- Nie nadaje się do pracy w trybie mikrofalówki!