

DGGL 100-40

Pojemnik perforowany

Do urz. do got. na parze DG 7000 i urz. do got. na parze z mikr. DGM 6000/7000.



EAN: 4002515604083 / Numer materiału: 10170300 /
Stary numer materiału: 23996124EU1

- Do gotowania warzyw, ryb, mięsa i ziemniaków bez wody
- Idealne do rozmrażania zamrożonych produktów spożywczych
- Pojemność: 4,0 l, pojemność użytkowa: 3,4 l
- Wymiary zewnętrzne szer. x głęb. x wys.: 375 x 394 x 40 mm
- Nie nadaje się do pracy w trybie mikrofalówki!